



Description d'article

Numéro de commande	95.1000
Description d'article	Perce-tubulure, pour tubes avec Ø intérieur 10 mm, matériau : PE-HD, blanc, 500 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.51

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Banque du sang
Compatible avec	tubes avec Ø intérieur 10 mm

Dimensions

Diamètre	10 mm
----------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Perce-tubulure, pour tubes avec Ø intérieur
10 mm, PE-HD, blanc

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	216000
Profondeur du carton intérieur	191 mm
Largeur du carton intérieur	129 mm
Hauteur du carton intérieur	129 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.016 cbm
Poids du produit	0.0015 kg
Poids du carton	3.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917084949
Code EAN du carton d'emballage	4038917053266

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-26

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT