



Description d'article

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande | 93.851.172 |
| Description d'article | Block Rack D17, pour 50 récipients, Ø orifice : 17 mm, format : 5 x 10, jaune, avec poignée, matériau : PP |
| Code NACRES | NB.12 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Nombre de puits | 50 |
| Capacité de stockage | 50 |
| Formats | 5 x 10 |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------|
| Diamètre de l'ouverture | 17 mm |
| Largeur du produit | 109 mm |
| Hauteur du produit | 45 mm |
| Longueur du produit | 246 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur -
pièces / boîte 1
pièces / carton 12
pièces / pallet 840
Profondeur du carton 453 mm
Largeur du carton 258 mm
Hauteur du carton 165 mm
Volume du carton 0.0193 cbm
Poids du produit 0.1983 kg
Poids du carton 2.79 kg
Code EAN de la boîte 4038917121842
Code EAN du carton
d'emballage 4038917074988

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

