



## Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 93.853  |
| Description d'article | Block Rack D13, pour 50 Monovette et tubes jusqu'à 13 mm Ø, Ø orifice : 13 mm, format : 5 x 10, gris, matériau : PP recyclé |
| Code NACRES           | NB.12   |

## Caractéristiques du produit

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Étiquette/ Impression               | avec aplat |
| Nombre de puits                     | 50         |
| Capacité de stockage                | 50         |
| Formats                             | 5 x 10     |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C     |

## Dimensions

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diamètre de l'ouverture | 13 mm  |
| Largeur du produit      | 96 mm  |
| Hauteur du produit      | 45 mm  |
| Longueur du produit     | 180 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène recyclé (PP recyclé)  
Couleur du produit gris

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur -  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 16  
pièces / pallet 1440  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 368 mm  
Hauteur du carton 120 mm  
Volume du carton 0.0176 cbm  
Poids du produit 0.1756 kg  
Poids du carton 3.27 kg  
Code EAN de la boîte 4038917084390  
Code EAN du carton d'emballage 4038917074018

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

