



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.853.200
Description d'article	Double portoir D13, pour 100 récipients, Ø orifice : 13 mm, format : 10 x 10, gris, matériau : PP recyclé
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Nombre de puits	100
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Diamètre de l'ouverture	13 mm
Largeur du produit	192 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	180 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Double portoir D13, Ø orifice : 13 mm, 10 x 10, gris**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène recyclé (PP recyclé)  
Couleur du produit gris

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur -  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 8  
pièces / pallet 720  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 368 mm  
Hauteur du carton 120 mm  
Volume du carton 0.0176 cbm  
Poids du produit 0.3509 kg  
Poids du carton 3.27 kg  
Code EAN de la boîte 4038917122573  
Code EAN du carton d'emballage 4038917074070

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**