



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 65.718 |
| Description d'article | Couvercle pour tube à échantillon 73.666, naturel, longueur : 8 mm, matériau : LD-PE, 1 000 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.17 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Bouchon | Bouchon coiffant |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Compatible avec | tube à échantillon 73.666 |

Dimensions

| | |
|---------------------|------|
| Longueur du produit | 8 mm |
|---------------------|------|

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du produit | naturel |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Couvercle pour tube à échantillon 73.666,
longueur : 8 mm, LD-PE

Page 2

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 10000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 1000 |
| pièces / carton | 10000 |
| pièces / pallet | 360000 |
| Profondeur du carton | 398 mm |
| Largeur du carton | 398 mm |
| Hauteur du carton | 300 mm |
| Volume du carton | 0.0475 cbm |
| Poids du produit | 0.0006 kg |
| Poids du carton | 6.97 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917083669 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917002561 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT