



### **Description d'article**

Numéro de commande	73.1052
Description d'article	Cupule pour tubes, convient à tubes et S-Monovette® Ø 15 mm, matériau : PS, 1,5 ml, longueur : 23,5 mm, transparent, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Compatible avec	tubes et S-Monovette® Ø 15 mm
Forme du fond	fond conique à jupe

### **Dimensions**

Volume max.	1.5 ml
Diamètre de l'ouverture	11 mm
Longueur du produit	23.5 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Cupule pour tubes, convient à tubes et**  
**S-Monovette® Ø 15 mm, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 156000  
Profondeur du carton 428 mm  
Largeur du carton 323 mm  
Hauteur du carton 130 mm  
Volume du carton 0.018 cbm  
Poids du produit 0.0008 kg  
Poids du carton 2.02 kg  
Code EAN de la boîte 4038917085151  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917003834

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**