



Description d'article

Numéro de commande	73.1055
Description d'article	Cupules spéciales RIA, convient à dispositifs de comptage Gamma, matériau : PP, 0,5 ml, (L x Ø) : 22 x 8 mm, transparent, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	dispositifs de comptage Gamma
Forme du fond	fond conique

Dimensions

Volume max.	0.5 ml
Diamètre	8 mm
Diamètre de l'ouverture	29 mm
Hauteur du produit	22 mm
Longueur du produit	22 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 10000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 10000
pièces / pallet 480000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0315 cbm
Poids du produit 0.0005 kg
Poids du carton 5.05 kg
Code EAN de la boîte 4038917085175
Code EAN du carton 4038917003865
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

