



### **Description d'article**

Numéro de commande	73.641
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur automatisé, matériau : PS, 1,5 ml, (L x Ø) : 24 x 14 mm, transparent, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur automatisé
Forme du fond	fond conique

### **Dimensions**

Volume max.	1.5 ml
Diamètre	14 mm
Diamètre de l'ouverture	8 mm
Hauteur du produit	24 mm
Longueur du produit	24 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube à échantillon, convient à analyseur automatisé, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 5000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 210000  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0367 cbm  
Poids du produit 0.001 kg  
Poids du carton 5.37 kg  
Code EAN de la boîte 4038917083072  
Code EAN du carton d'emballage 4038917002042

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**