



Description d'article

Numéro de commande	73.666
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur Hitachi, matériau : PS, 3 ml, (L x Ø) : 38 x 17 mm, transparent, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur Hitachi
Forme du fond	fond conique

Dimensions

Volume max.	3 ml
Diamètre	17 mm
Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur du produit	38 mm
Longueur du produit	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube à échantillon, convient à analyseur Hitachi,
transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 5000
pièces / pallet 150000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 340 mm
Volume du carton 0.0539 cbm
Poids du produit 0.0017 kg
Poids du carton 9.3 kg
Code EAN de la boîte 4038917083225
Code EAN du carton
d'emballage 4038917002172

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT