



### **Description d'article**

Numéro de commande	73.667
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur AXSYM Abbott, matériau : PS, 2,5 ml, (L x Ø) : 53 x 12 mm, transparent, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Compatible avec	analyseur AXSYM Abbott
Forme du fond	fond conique

### **Dimensions**

Volume max.	2.5 ml
Diamètre	12 mm
Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur du produit	53 mm
Longueur du produit	53 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2500  
pièces / pallet 90000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 265 mm  
Volume du carton 0.042 cbm  
Poids du produit 0.0025 kg  
Poids du carton 6.78 kg  
Code EAN de la boîte 4038917083232  
Code EAN du carton 4038917002189  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

