




Spécification de produit

Gobelet de recueil des urines, 90 ml, (Ø x h) : 60 x 65 mm, PP, avec étiquette papier, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.1435.004
Description d'article	Gobelet de recueil des urines, volume de travail max. : 90 ml, (Ø x h) : 60 x 65 mm, Ø orifice : 65 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, avec étiquette papier, bouchon assemblé, stérile, 400 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Volume de travail	90 ml

Dimensions

Volume nominal	90 ml
Volume max.	90 ml
Diamètre	60 mm
Diamètre de l'ouverture	65 mm
Hauteur du produit	65 mm
Longueur sans bouchon	60 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Gobelet de recueil des urines, 90 ml, (Ø x h) : 60 x 65 mm, PP, avec étiquette papier, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 400
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 400
pièces / carton 400
pièces / pallet 7200
Volume du carton 0.1062 cbm
Poids du produit 0.0201 kg
Poids du carton 8.23 kg
Code EAN de la boîte 4038917385220
Code EAN du carton d'emballage 4038917385213

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT