



Description d'article

Numéro de commande	75.560
Description d'article	Becher multi-usage, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 100 x 73 mm, Ø orifice : 73 mm, blanc, matériau : PS, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	250 ml

Dimensions

Volume nominal	250 ml
Volume max.	250 ml
Diamètre	73 mm
Diamètre de l'ouverture	73 mm
Hauteur du produit	100 mm
Longueur du produit	100 mm
Longueur sans bouchon	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Becher multi-usage, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 100 x 73 mm, PS, blanc

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0393 cbm
Poids du produit	0.0076 kg
Poids du carton	4.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917339902
Code EAN du carton d'emballage	4038917339896

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT