



Description d'article

Numéro de commande	75.565
Description d'article	Becher multi-usage, volume max. : 125 ml, (L x Ø) : 85 x 62 mm, Ø orifice : 62 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	125 ml

Dimensions

Volume nominal	125 ml
Volume max.	125 ml
Diamètre	62 mm
Diamètre de l'ouverture	62 mm
Hauteur du produit	85 mm
Longueur du produit	85 mm
Longueur sans bouchon	85 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Becher multi-usage, volume max. : 125 ml, (L x Ø) : 85 x 62 mm, gradué(e), PP, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 18000
Profondeur du carton 578 mm
Largeur du carton 368 mm
Hauteur du carton 195 mm
Volume du carton 0.0415 cbm
Poids du produit 0.0107 kg
Poids du carton 5.93 kg
Code EAN de la boîte 4038917082525
Code EAN du carton d'emballage 4038917001601

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT