



Description d'article

Numéro de commande	76.1340.500
Description d'article	Couvercle, pour bécher médical de 30 ml, matériau : PE, blanc, 750 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Exemple d'utilisation	Administration orale de médicament sous forme liquide ou de comprimé
Compatible avec	bécher médical de 30 ml

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	blanc
Couleur du bouchon	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Couvercle, pour béccher médical de 30 ml, PE,
blanc

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3750
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	3750
pièces / carton	3750
pièces / pallet	180000
Profondeur du carton	190 mm
Largeur du carton	390 mm
Hauteur du carton	390 mm
Volume du carton	0.0289 cbm
Poids du produit	0.0007 kg
Poids du carton	2.97 kg
Code EAN de la boîte	4038917127790
Code EAN du carton d'emballage	4042836007149

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT