



### **Description d'article**

Numéro de commande	76.561
Description d'article	Couvercle à pression, compatible avec bécher de 250 ml 75.560, matériau : PS, à haute transparence, 50 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec	bécher de 250 ml 75.560

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	à haute transparence

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti    oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                      500  
Type d'emballage intérieur              sachet tubulaire  
pièces / boîte                              500  
pièces / carton                              500  
pièces / pallet                              30000  
Profondeur du carton                      423 mm  
Largeur du carton                          213 mm  
Hauteur du carton                          185 mm  
Volume du carton                          0.0167 cbm  
Poids du produit                            0.0013 kg  
Poids du carton                              0.91 kg  
Code EAN de la boîte                      4038917339926  
Code EAN du carton  
d'emballage                                  4038917339919

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

