



Spécification de produit

Tube à fond intermédiaire CSF, 2,5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, Faible adsorption, bouchon séparé, stérile, 1 pièce(s)/blister

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	63.614.625
Description d'article	Tube à fond intermédiaire CSF, volume nominal : 2,5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, transparent, matériau : PP, Faible adsorption, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/bleu, "CSF", graduation maximale, bouchon séparé, bleu, stérile, 1 pièce(s)/blister, 100 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/bleu
Graduation	graduation maximale
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Exemple d'utilisation	diagnostic de la démence d'Alzheimer
Forme du fond	fond rond
Centrifugation recommandée	2000 x g
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Tube à fond intermédiaire CSF, 2,5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, Faible adsorption, bouchon séparé, stérile, 1 pièce(s)/blister

Page 2

Température de centrifugation 20
Durée de centrifugation 10 Min
Forme du tube interne conique

Dimensions

Volume nominal 2.5 ml
Diamètre 13 mm
Longueur du produit 75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon bleu
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Stérilisation au gaz
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 10
pièces / carton 100
pièces / pallet 12100
Profondeur du carton 392 mm
Largeur du carton 257 mm
Hauteur du carton 235 mm
Volume du carton 0.0237 cbm
Poids du produit 0.0038 kg
Poids du carton 0.82 kg
Code EAN de la boîte 4038917896641

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Tube à fond intermédiaire CSF, 2,5 ml, (L x Ø) : 75
x 13 mm, fond rond, PP, Faible adsorption,
bouchon séparé, stérile, 1 pièce(s)/blister**

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917896658

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT