



Description d'article

Numéro de commande	65.1379.006
Description d'article	Cape à pression, bleu, compatible avec tubes Ø 12-17 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	bouchon à pression standard
Compatible avec	tubes Ø 12-17 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	240000
Profondeur du carton	413 mm
Largeur du carton	257 mm
Hauteur du carton	464 mm
Volume du carton	0.0492 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	5.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917128018
Code EAN du carton d'emballage	4038917021548

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

