



Description d'article

Numéro de commande	86.972.150
Description d'article	Tube d'expédition pour lame, sans ventilation, longueur : 85 mm, bouchon attaché, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	sans ventilation
Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Exemple d'utilisation	Emballage secondaire conforme à l'instruction P650

Dimensions

Longueur du produit	85 mm
---------------------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 400
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 400
pièces / pallet 14400
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 300 mm
Volume du carton 0.0475 cbm
Poids du produit 0.0102 kg
Poids du carton 4.87 kg
Code EAN de la boîte 4038917123969
Code EAN du carton
d'emballage 4038917405928

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

