



**Spécification de produit**  
**Caisson polystyrène, convient à titre de**  
**emballage extérieur du conteneur d'expédition**  
**pour le transport réfrigéré**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.1011
Description d'article	Caisson polystyrène, convient à titre de emballage extérieur du conteneur d'expédition pour le transport réfrigéré
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Version	emballage extérieur du conteneur d'expédition pour le transport réfrigéré
Matériau absorbant	non

### **Dimensions**

Largeur du produit	71 mm
Hauteur du produit	168 mm
Longueur du produit	140 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Caisson polystyrène, convient à titre de**  
**emballage extérieur du conteneur d'expédition**  
**pour le transport réfrigéré**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit polystyrène expansé  
Couleur du produit blanc

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 36  
pièces / pallet 720  
Profondeur du carton 584 mm  
Largeur du carton 387 mm  
Hauteur du carton 360 mm  
Volume du carton 0.0814 cbm  
Poids du produit 0.0371 kg  
Poids du carton 2.25 kg  
Code EAN de la boîte 4038917084987  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917362399

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**