



## Description d'article

Numéro de commande	95.1124
Description d'article	Conteneur d'expédition réfrigéré, français
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	rouge
Domaine d'application	Expédition réfrigérée
Matériau absorbant	non

## Dimensions

Largeur du produit	71 mm
Hauteur du produit	170 mm
Longueur du produit	140 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)  
Couleur du produit blanc

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences P 650, ADR  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 200  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 6  
pièces / pallet 648  
Profondeur du carton 308 mm  
Largeur du carton 223 mm  
Hauteur du carton 195 mm  
Volume du carton 0.0134 cbm  
Poids du produit 0.3448 kg  
Poids du carton 2.3 kg  
Code EAN de la boîte 4038917085410  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917004091

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

