



Description d'article

Numéro de commande	95.901
Description d'article	Emballage de transport de la Poste, application, par ex. : emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR, version haute, (L x l x h) : 107 x 198 x 50 mm, pour échantillons de diagnostic, comprend 1 à 4 tubes/flacons d'expédition jusqu'à un diamètre de 30 mm, Mécanisme de verrouillage, 50 pièce(s)/carton
UN identification	oui
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	noir
Version	version haute
Exemple d'utilisation	emballage secondaire conforme à l'instruction P650/ADR
Compatible avec	échantillons de diagnostic

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Emballage de transport de la Poste, 107 x 198 x 50 mm, pour échantillons de diagnostic

Page 2

Dimensions

Largeur du produit	198 mm
Hauteur du produit	50 mm
Longueur du produit	107 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	marron

Pureté et certification

Satisfait les exigences	P 650, ADR, IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	50
pièces / pallet	2100
Profondeur du carton	656 mm
Largeur du carton	414 mm
Hauteur du carton	115 mm
Volume du carton	0.0312 cbm
Poids du produit	0.0701 kg
Poids du carton	4.04 kg
Code EAN de la boîte	4038917084567
Code EAN du carton d'emballage	4038917064583

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT