



Description d'article

Numéro de commande	95.1714
Description d'article	Clip de fermeture, (L x l) : 220 x 12 mm, matériau : PA, pour sachet à fond croisé 95.1713, 25 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	sachet à fond croisé 95.1713
-----------------	------------------------------

Dimensions

Largeur du produit	12 mm
Longueur du produit	220 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyamide (PA)
---------------------	----------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 25
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 25
pièces / carton 25
pièces / pallet 8100
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0512 kg
Poids du carton 1.4 kg
Code EAN de la boîte 4038917087520
Code EAN du carton 4038917065948
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

