



Description d'article

Numéro de commande	95.1717
Description d'article	Mallette de transport B 17, avec poignées latérales pour portoirs, (L x l x h) : 395 x 395 x 435 mm
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	avec poignées latérales pour portoirs
---------	---------------------------------------

Dimensions

Largeur du produit	395 mm
Hauteur du produit	435 mm
Longueur du produit	395 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
---------------------	------------------------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Satisfait les exigences	P 650, ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	18
Profondeur du carton	403 mm
Largeur du carton	403 mm
Hauteur du carton	460 mm
Volume du carton	0.0747 cbm
Poids du produit	3.561 kg
Poids du carton	4.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917087544
Code EAN du carton d'emballage	4038917065610

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

