



Description d'article

Numéro de commande	95.1720
Description d'article	Mallette de transport I 100, caisson de transport pour le transport interne avec séparateur, (L x l x h) : 360 x 310 x 275 mm
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	caisson de transport pour le transport interne avec séparateur
Forme du tube interne	forme carrée

Dimensions

Largeur du produit	310 mm
Hauteur du produit	275 mm
Longueur du produit	360 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Pureté et certification

Satisfait les exigences TRBA 100
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 30
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 358 mm
Hauteur du carton 325 mm
Volume du carton 0.0463 cbm
Poids du produit 1.613 kg
Poids du carton 2.05 kg
Code EAN de la boîte 4038917087551
Code EAN du carton
d'emballage 4038917076210

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

