



Description d'article

Numéro de commande	78.9925.417
Description d'article	Conteneur d'expédition, (L x l) : 104,4 x 104,4 mm, Ø orifice : 98 mm, bouchon assemblé, bouchon : rouge

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transport d'échantillons de diagnostic
Matériau absorbant	non

Dimensions

Diamètre	104.4 mm
Diamètre de l'ouverture	98 mm
Largeur du produit	104.4 mm
Longueur du produit	104.4 mm
Longueur avec bouchon	207 mm
Longueur utile	181 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Conteneur d'expédition, longueur : 104,4 mm, Ø
orifice : 98 mm, bouchon assemblé

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit carton
Couleur du bouchon rouge

Pureté et certification

Sans latex oui
Apyrogène non
Fiche de données de sécurité non

Conditionnement

Minimum order qty. 50
pièces / boîte 50
pièces / carton 50
pièces / pallet 600
Profondeur du carton 528 mm
Largeur du carton 465 mm
Hauteur du carton 526 mm
Volume du carton 0.1283 cbm
Poids du carton 4.8 kg
Code EAN de la boîte 4038917155519
Code EAN du carton
d'emballage 4038917039420

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT