



Description d'article

Numéro de commande	86.9925.424
Description d'article	Sachet pour échantillon, (L x l) : 260 x 160 mm, matériau : LD-PE, transparent, épaisseur de film : 40 µm, impression Danger biologique, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transport d'échantillons de diagnostic
-----------------------	--

Dimensions

Largeur du produit	160 mm
Longueur du produit	260 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	2000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	234 mm
Volume du carton	0.0357 cbm
Poids du carton	13.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917155557
Code EAN du carton d'emballage	4038917040129

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

