




Spécification de produit
Bouchon à vis, marron, compatible avec
réipients d'expédition 85 x 30 mm

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	65.676.001
Description d'article	Bouchon à vis, marron, compatible avec réipients d'expédition 85 x 30 mm, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Compatible avec	réipients d'expédition 85 x 30 mm

Dimensions

Longueur du produit	15 mm
---------------------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Bouchon à vis, marron, compatible avec
réipients d'expédition 85 x 30 mm

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 39000
Profondeur du carton 418 mm
Largeur du carton 278 mm
Hauteur du carton 130 mm
Volume du carton 0.0151 cbm
Poids du produit 0.0028 kg
Poids du carton 1.71 kg
Code EAN de la boîte 4038917115797
Code EAN du carton
d'emballage 4038917014885

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT