



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.679
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec réipients d'expédition 126 x 30 mm, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Compatible avec	réipients d'expédition 126 x 30 mm

### **Dimensions**

Longueur du produit	20 mm
---------------------	-------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Bouchon à vis, naturel, compatible avec**  
**réipients d'expédition 126 x 30 mm**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

**Conditionnement**

Minimum order qty.              250  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      50  
pièces / carton                    250  
pièces / pallet                    41250  
Profondeur du carton            338 mm  
Largeur du carton                228 mm  
Hauteur du carton                120 mm  
Volume du carton                0.0092 cbm  
Poids du produit                 0.0035 kg  
Poids du carton                  1.1 kg  
Code EAN de la boîte            4038917083331  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917002271

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**