



Description d'article

Numéro de commande	65.731
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec réipients d'expédition 126 x 30 mm, version allongée, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Compatible avec	réipients d'expédition 126 x 30 mm

Dimensions

Longueur du produit	23 mm
---------------------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, naturel, compatible avec
réipients d'expédition 126 x 30 mm

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 250
pièces / pallet 41250
Profondeur du carton 338 mm
Largeur du carton 228 mm
Hauteur du carton 120 mm
Volume du carton 0.0092 cbm
Poids du produit 0.0035 kg
Poids du carton 1.14 kg
Code EAN de la boîte 4038917083799
Code EAN du carton 4038917002684
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT