



### **Description d'article**

Numéro de commande	78.671
Description d'article	Matériau absorbant, compatible avec conteneur d'expédition réfrigéré, (L x l) : 80 x 55 mm, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Domaine d'application	Expédition d'échantillons, boîtes à déchets Multi-Safe
Compatible avec	conteneur d'expédition réfrigéré

### **Dimensions**

Largeur du produit	55 mm
Longueur du produit	80 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit cellulose

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2500  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 2500  
pièces / pallet 270000  
Profondeur du carton 383 mm  
Largeur du carton 193 mm  
Hauteur du carton 190 mm  
Volume du carton 0.014 cbm  
Poids du produit 0.0009 kg  
Poids du carton 2.57 kg  
Code EAN de la boîte 4038917083263  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917079860

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

