



Spécification de produit

Réceptacle d'expédition, transparent, forme : rond,
longueur : 114 mm, Ø orifice : 44 mm, sans
bouchon

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	78.895
Description d'article	Réceptacle d'expédition, rond, transparent, forme : rond, longueur : 114 mm, Ø orifice : 44 mm, sans bouchon, bouchon : naturel, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Expédition d'échantillons
Exemple d'utilisation	Emballage secondaire conforme à l'instruction P650
Matériau absorbant	non
Forme de l'ouverture	rond
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Réceptacle d'expédition, transparent, forme : rond,
longueur : 114 mm, Ø orifice : 44 mm, sans
bouchon

Page 2

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	44 mm
Longueur du produit	114 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	P 650, ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	250
pièces / pallet	5000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0833 cbm
Poids du produit	0.017 kg
Poids du carton	5.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917084512
Code EAN du carton d'emballage	4038917003322

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT