



Spécification de produit

Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	05.1147.020
Description d'article	Monovette® Gaz du Sang, préparation : héparine de lithium saturée en calcium, volume nominal : 2 ml, bouchon blanc/orange, étiquette/impression: transparent/orange, raccord : Luer (m), (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, 1 pièce(s)/blister, stérile, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	artériel et veineux
Type de préparation	héparine de lithium saturée en calcium
Concentration de préparation	50 UI/ml sang
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/orange
Graduation	graduation maximale
Domaine d'application	analyse des gaz du sang
Raccord	Luer (m)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)

Page 2

Dimensions

Volume nominal	2 ml
Diamètre	11 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	66 mm
Longueur avec bouchon et tige	100 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc/orange
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	18000
Profondeur du carton intérieur	351 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	578 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0415 cbm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Gaz du Sang, héparine de lithium saturée en calcium, 2 ml, bouchon blanc/orange, raccord : Luer (m)

Page 3

Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	3.38 kg
Code EAN de la boîte	4038917125963
Code EAN du carton d'emballage	4038917020350

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT