



Description d'article

Numéro de commande	14.1148
Description d'article	Purge d'air pour Monovette® Gaz du Sang, transparent/orange, longueur : 24,5 mm, accessoires pour Monovette® Gaz du sang, 500 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	accessoires pour Monovette® Gaz du sang
Exemple d'utilisation	Évent pour Monovette® Gaz du sang
Compatible avec	Monovette® Gaz du Sang

Dimensions

Longueur du produit	24.5 mm
---------------------	---------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent/orange

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	168000
Profondeur du carton intérieur	191 mm
Largeur du carton intérieur	129 mm
Hauteur du carton intérieur	129 mm
Profondeur du carton	288 mm
Largeur du carton	218 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0094 cbm
Poids du produit	0.0009 kg
Poids du carton	1.34 kg
Code EAN de la boîte	4038917085465
Code EAN du carton d'emballage	4038917075312

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

