



## Description d'article

Numéro de commande	19.930.125
Description d'article	Capillaires pour gaz du sang, préparation : héparine de lithium saturée en calcium, volume nominal : 125 µl, (L x Ø) : 110 x 2,05 mm, 250 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	héparine de lithium saturée en calcium
Concentration de préparation	70 UI/ml sang
Domaine d'application	analyse des gaz du sang

## Dimensions

Volume nominal	125 µl
Diamètre	2.05 mm
Longueur du produit	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	250
pièces / carton	16000
pièces / pallet	1280000
Profondeur du carton	378 mm
Largeur du carton	288 mm
Hauteur du carton	180 mm
Volume du carton	0.0196 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	6.64 kg
Code EAN de la boîte	4038917234283
Code EAN du carton d'emballage	4038917234276

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

