



Description d'article

Numéro de commande	95.937
Description d'article	Aimant de mélange pour capillaires pour gaz du sang, rouge, (L x Ø) : 25 x 19 mm, analyse des gaz du sang, 10 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Domaine d'application	analyse des gaz du sang
Compatible avec	capillaires pour gaz du sang

Dimensions

Diamètre	19 mm
Hauteur du produit	25 mm
Longueur du produit	25 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Aimant de mélange pour capillaires pour gaz du
sang, rouge, (L x Ø) : 25 x 19 mm

Page 2

Matériau et coloris

Couleur du produit rouge

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 10
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 10
pièces / carton 160
pièces / pallet 51840
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0072 kg
Poids du carton 1.29 kg
Code EAN de la boîte 4038917234641
Code EAN du carton
d'emballage 4038917234634

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT