



Description d'article

Numéro de commande	95.813.001
Description d'article	Boîte distributrice, matériau : PS, couvercle assemblé
Code NACRES	NB.51

Caractéristiques du produit

Forme du fond	fond plat
---------------	-----------

Dimensions

Diamètre du fond	81 mm
Diamètre du couvercle	83 mm
Diamètre de l'ouverture	81 mm
Longueur du produit	110 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)
Couleur du bouchon	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 35
pièces / boîte 35
pièces / carton 35
pièces / pallet 1260
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 300 mm
Volume du carton 0.0475 cbm
Poids du produit 0.0623 kg
Poids du carton 2.77 kg
Code EAN de la boîte 4038917121644
Code EAN du carton
d'emballage 4038917074797

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

