



Description d'article

Numéro de commande	95.963.007
Description d'article	Fixation murale, pour Multi-Safe twin plus, matériau : acier inoxydable

Caractéristiques du produit

Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Compatible avec	Multi-Safe twin plus

Dimensions

Largeur du produit	186 mm
Longueur du produit	165 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	acier inoxydable
---------------------	------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	20
pièces / pallet	2880
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.01 cbm
Poids du produit	0.246 kg
Poids du carton	5.24 kg
Code EAN de la boîte	4038917900997
Code EAN du carton d'emballage	4038917901000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

