



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 95.963.020 |
| Description d'article | Fixation murale, pour Multi-Safe vario 2000 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Compatible avec | Multi-Safe vario 2000 |
|-----------------|-----------------------|

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | non |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|------------|
| Minimum order qty. | 1 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 5 |
| pièces / pallet | 1620 |
| Profondeur du carton | 268 mm |
| Largeur du carton | 191 mm |
| Hauteur du carton | 100 mm |
| Volume du carton | 0.0051 cbm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Fixation murale pour Multi-Safe vario 2000

Page 2

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Poids du produit | 0.2458 kg |
| Poids du carton | 1.39 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917428378 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917428361 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT