



Description d'article

Numéro de commande	77.3884.005
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe twin plus, 500 ml, jaune, rond, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 162 mm, Ø de cape : 89 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 pièce(s)/carton
Numéro PZN	16791920
Code NACRES	HA.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	500 ml
Diamètre	89 mm
Diamètre du fond	57 mm
Diamètre du couvercle	89 mm
Hauteur du produit	162 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	126
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	126
pièces / pallet	3024
Profondeur du carton	599 mm
Largeur du carton	266 mm
Hauteur du carton	451 mm
Volume du carton	0.0719 cbm
Poids du produit	0.0762 kg
Poids du carton	10.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917542425
Code EAN du carton d'emballage	4038917542418

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

