



## **Description d'article**

Numéro de commande	77.3884.015
Description d'article	Réceptacle d'élimination, Multi-Safe twin plus, 1.500 ml, jaune, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 125 mm, couvercle (L x l) : 179 x 176 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 94 pièce(s)/carton

## **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	1500 ml
Diamètre du fond	112 mm
Hauteur du produit	125 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	94
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	94
pièces / pallet	1128
Profondeur du carton	800 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	380 mm
Volume du carton	0.1216 cbm
Poids du produit	0.175 kg
Poids du carton	17.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917903103
Code EAN du carton d'emballage	4038917903219

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

