



Description d'article

Numéro de commande	77.3884.120
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe twin plus, 2.000 ml, jaune, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, marquage biohazard, matériau : PP, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 161 mm, couvercle (L x l) : 179 x 176 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 80 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	2000 ml
Diamètre du fond	112 mm
Hauteur du produit	161 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	80
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	80
pièces / pallet	960
Profondeur du carton	800 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	380 mm
Volume du carton	0.1216 cbm
Poids du produit	0.194 kg
Poids du carton	17.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917903448
Code EAN du carton d'emballage	4038917903455

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

