



## Description d'article

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 77.3884.230  |
| Description d'article | Récipient d'élimination, Multi-Safe twin plus REC, 3.000 ml, gris, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP recyclé, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 233 mm, couvercle (L x l) : 179 x 176 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 62 pièce(s)/carton |

## Caractéristiques du produit

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Étiquette/ Impression          | avec étiquette plastique                   |
| Couleur impression/étiquette   | jaune/rouge                                |
| Exemple d'utilisation          | élimination d'objets pointus et tranchants |
| Matériau absorbant             | oui  |
| Forme de l'ouverture           | oval                                       |
| Dispositif de désolidarisation | Outil de retrait et de rotation            |

## Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Volume max.        | 3000 ml |
| Diamètre du fond   | 112 mm  |
| Hauteur du produit | 233 mm  |

## Matériau et coloris

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Matériau du produit                    | Polypropylène recyclé (PP recyclé) |
| Couleur du produit                     | gris                               |
| Matériel de fermeture                  | Polypropylène (PP)                 |
| Couleur du bouchon                     | rouge                              |
| Couleur couvercle pour usage quotidien | rouge                              |

## Pureté et certification

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Satisfait les exigences | TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 |
| Catégorie de produit    | Aucun dispositif médical   DIV      |
| Alloti                  | non                                 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 62            |
| Type d'emballage intérieur        | carton        |
| pièces / boîte                    | 1             |
| pièces / carton                   | 62            |
| pièces / pallet                   | 744           |
| Profondeur du carton              | 800 mm        |
| Largeur du carton                 | 400 mm        |
| Hauteur du carton                 | 380 mm        |
| Volume du carton                  | 0.1216 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.241 kg      |
| Poids du carton                   | 16.53 kg      |
| Code EAN de la boîte              | 4066916004002 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4066916004019 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

