



Description d'article

Numéro de commande	77.3884.305
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe twin plus REC, 500 ml, gris, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, marquage biohazard, matériau : PP recyclé, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : rond, hauteur : 245 mm, Ø de cape : 82 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Matériau absorbant	oui
Forme de l'ouverture	rond
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

Dimensions

Volume max.	500 ml
Diamètre	116 mm
Diamètre du fond	105 mm
Diamètre du couvercle	82 mm
Diamètre de l'ouverture	71 mm
Hauteur du produit	245 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	gris
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	126
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	126
pièces / pallet	3024
Profondeur du carton	599 mm
Largeur du carton	266 mm
Hauteur du carton	451 mm
Volume du carton	0.0719 cbm
Poids du produit	0.0753 kg
Poids du carton	10.36 kg
Code EAN de la boîte	4066916004163
Code EAN du carton d'emballage	4066916004170

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

