



## Description d'article

Numéro de commande	77.3884.330
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe twin plus REC, 3.000 ml, gris, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, marquage biohazard, matériau : PP recyclé, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 233 mm, couvercle (L x l) : 179 x 176 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 62 pièce(s)/carton

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Matériau absorbant	oui
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

## Dimensions

Volume max.	3000 ml
Diamètre du fond	112 mm
Hauteur du produit	233 mm

## Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	gris
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

## Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Conditionnement**

Minimum order qty.	62
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	62
pièces / pallet	744
Profondeur du carton	800 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	380 mm
Volume du carton	0.1216 cbm
Poids du produit	0.241 kg
Poids du carton	16.53 kg
Code EAN de la boîte	4066916004361
Code EAN du carton d'emballage	4066916004378

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

