



Description d'article

Numéro de commande	77.3884.350
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe twin plus REC, 5.000 ml, gris, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, marquage biohazard, matériau : PP recyclé, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 379 mm, couvercle (L x l) : 179 x 176 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 34 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Matériau absorbant	oui
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

Dimensions

Volume max.	5000 ml
Diamètre du fond	112 mm
Hauteur du produit	379 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	gris
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	34
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	34
pièces / pallet	408
Profondeur du carton	800 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	380 mm
Volume du carton	0.1216 cbm
Poids du produit	0.342 kg
Poids du carton	13.11 kg
Code EAN de la boîte	4066916004446
Code EAN du carton d'emballage	4066916004453

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

