



### **Description d'article**

Numéro de commande	77.3890.002
Description d'article	Réceptif d'élimination, Multi-Safe sani, 200 ml, jaune, matériau : PP, ouverture : oval, hauteur : 131 mm, cape plate, couvercle (L x l) : 75 x 47 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 pièce(s)/carton
UN identification	oui

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape plate
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

### **Dimensions**

Volume max.	200 ml
Diamètre du fond	57 mm x 32 mm
Diamètre de l'ouverture	33 mm x 23 mm
Hauteur du produit	131 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	110
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	110
pièces / pallet	3300
Profondeur du carton	397 mm
Largeur du carton	397 mm
Hauteur du carton	325 mm
Volume du carton	0.0512 cbm
Poids du produit	0.0483 kg
Poids du carton	6 kg
Code EAN de la boîte	4038917330916
Code EAN du carton d'emballage	4038917330909

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

