



Description d'article

Numéro de commande	77.3890.003
Description d'article	Réceptif d'élimination, Multi-Safe mini, 300 ml, jaune, matériau : PP, ouverture : rond, hauteur : 160 mm, cape plate, couvercle (L x l) : 81 x 45 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 pièce(s)/carton
UN identification	oui

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Forme de l'ouverture	rond
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

Dimensions

Volume max.	300 ml
Diamètre du fond	80 mm x 45 mm
Diamètre de l'ouverture	27 mm
Hauteur du produit	160 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	135
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	135
pièces / pallet	2700
Profondeur du carton	600 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	310 mm
Volume du carton	0.0744 cbm
Poids du produit	0.0694 kg
Poids du carton	10 kg
Code EAN de la boîte	4038917330947
Code EAN du carton d'emballage	4038917330930

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

