



Description d'article

Numéro de commande	77.3890.203
Description d'article	Réceptif d'élimination, Multi-Safe mini RC, 300 ml, gris, matériau : PP recyclé, ouverture : rond, hauteur : 160 mm, couvercle (L x l) : 81 x 45 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Forme de l'ouverture	rond
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

Dimensions

Volume max.	300 ml
Diamètre du fond	80 mm x 45 mm
Diamètre de l'ouverture	27 mm
Hauteur du produit	160 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	gris
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	135
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	135
pièces / pallet	2700
Profondeur du carton	600 mm
Largeur du carton	400 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Réceptif d'élimination, Multi-Safe mini RC, 300 ml

Page 2

Hauteur du carton	310 mm
Volume du carton	0.0744 cbm
Poids du produit	0.0694 kg
Poids du carton	10 kg
Code EAN de la boîte	4066916004569
Code EAN du carton d'emballage	4066916004576

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT