



## Description d'article

Numéro de commande	77.3893.020
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe vario, 2.000 ml, jaune, carré, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 140 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 pièce(s)/carton
Numéro PZN	16791937
Code NACRES	HA.11

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Largeur de l'étiquette	160 mm
Hauteur de l'étiquette	70 mm
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Matériau absorbant	non
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation
Étanchéité aux liquides	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



### **Dimensions**

Volume max.	2000 ml
Diamètre de l'ouverture	95 mm x 60 mm
Largeur du produit	95 mm
Hauteur du produit	140 mm
Longueur du produit	240 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	1000
Profondeur du carton	600 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	359 mm
Volume du carton	0.0862 cbm
Poids du produit	0.2272 kg
Poids du carton	12.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917404983
Code EAN du carton d'emballage	4038917540223

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

