



## Description d'article

Numéro de commande	77.3893.220
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe vario REC, 2.000 ml, gris, carré, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP recyclé, application, par ex. : élimination d'objets pointus et tranchants, ouverture : oval, hauteur : 245 mm, cape plate, Ø de cape : 82 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 pièce(s)/carton

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Bouchon	bouchon plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Exemple d'utilisation	élimination d'objets pointus et tranchants
Forme de l'ouverture	oval

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

Volume max.	2000 ml
Diamètre	116 mm
Diamètre du fond	105 mm
Diamètre du couvercle	82 mm
Diamètre de l'ouverture	71 mm
Largeur du produit	95 mm
Hauteur du produit	245 mm
Longueur du produit	240 mm

## **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	gris
Couleur du bouchon	rouge

## **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

## **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	1000
Profondeur du carton	600 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	359 mm
Volume du carton	0.0862 cbm
Poids du produit	0.2272 kg
Poids du carton	12.4 kg
Code EAN de la boîte	4066916004644
Code EAN du carton d'emballage	4066916004651

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

